

© KOMBILÖSUNG ZUR TÄGLICHEN REINIGUNG (AUCH PROTEINREINIGUNG) UND DESINFektION VON WEICHEN KONTAKTLINSEN

VORBEREITUNG: Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Inhalt nicht verwenden, falls Flasche bereits geöffnet ist. Hände gut waschen und abtrocknen, bevor die Kontaktlinsen berührt werden.

REINIGUNG: Kontaktlinse auf die Handinnenfläche legen, 5-10 Tropfen der Perfect Aqua Plus Kombilösung aufträufeln und beide Seiten der Kontaktlinse ca. 20 Sekunden vorsichtig reiben. Kontaktlinse danach gut mit Perfect Aqua Plus Kombilösung abspülen. Die gereinigte Kontaktlinse in das entsprechende Fach des Behälters legen. Diesen Pflegevorgang mit der anderen Kontaktlinse wiederholen. Diese Pflegeempfehlung ist sehr wichtig, da sie über 99% der Verunreinigungen entfernt

DESINFektION: Den Behälter mit Perfect Aqua Plus auffüllen, verschließen und mindestens 6 Stunden oder über Nacht stehen lassen. Die Kontaktlinsen können anschließend eingesetzt werden.

WARNHINWEISE: Wenn Kontaktlinsen länger als 30 Tage nicht getragen werden, erneut desinfizieren. Immer frische Lösung benutzen. Verunreinigungen vermeiden, Öffnung nicht berühren. Flasche nach Gebrauch verschließen. Nach Gebrauch den Behälter intensiv mit Perfect Aqua Plus oder einer Kochsalzlösung abspülen und trocknen lassen. Dieses Pflegemittel nicht gleichzeitig mit Pflegemitteln anderer Hersteller anwenden. Stark verschmutzte Kontaktlinsen intensiv mit einem enzymatischen Reiniger pflegen. Bei Komplikationen Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Zimmertemperatur lagern. Nach Öffnung 3 Monate haltbar. Nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer nicht mehr verwenden.

① SOLUZIONE ALL-IN-ONE PER LA PULIZIA (ANCHE DEPROTEINIZZAZIONE) E LA DISINFEZIONE QUOTIDIANA DELLE LENTI A CONTATTO MORBIDE

PREPARAZIONE: Agitare bene il flacone prima dell'uso. Non usare il contenuto quando la bottiglia è già aperta. Lavare ed asciugare accuratamente le mani prima di maneggiare le lenti a contatto.

PULIZIA: Posare la lente nel palmo della mano, aggiungere 5-10 gocce di soluzione Perfect Aqua Plus per lenti a contatto morbide e strofinare le lenti delicatamente da entrambi i lati per 20 secondi. Sciacquare la lente accuratamente con soluzione Perfect Aqua Plus. Mettere la lente pulita nel suo scomparto dell'astuccio. Ripetere l'operazione con l'altra lente. Questo consiglio d'uso è molto importante, in effetti permette di eliminare più del 99% delle impurità.

DISINFEZIONE: Riempire l'astuccio con Perfect Aqua Plus, chiuderlo e lasciarlo riposare per almeno 6 ore o per tutta la notte. Le lenti sono ora pronte per l'uso.

PRECAUZIONI: Quando non si portano le lenti per più di 30 giorni, disinfeccare nuovamente. Usare sempre della soluziona fresca. Chiudere bene il flacone dopo l'uso. Non toccare l'apertura del flacone, per evitare contaminazioni. Dopo l'uso, risciacquare abbondantemente il contenitore con Perfect Aqua Plus o una saline soluzione e poi far asciugare. Non utilizzare questo prodotto per la manutenzione contemporaneamente ad altri prodotti di altri fabbricanti. Se necessario, pulire le lenti con una compressa pulizia de enzima (le pastiglie deproteinizzanti). In caso d'irritazione agli occhi, consultare uno specialista. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. Usare entro 3 mesi dall'apertura. Non usare dopo la data di scadenza.

🇫 SOLUTION MULTIFONCTIONS POUR LA NETTOYAGE (AUSSI LA DÉPROTÉINISATION) ET LA DÉSINFECTION QUOTIDIENNE DES LENTILLES DE CONTACT SOUPLES

PRÉPARATION: Bien agiter le flacon avant utilisation. Ne pas utiliser le contenu du flacon si celui-ci est déjà ouvert. Se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler les lentilles de contact.

NETTOYAGE: Déposer la lentille dans la paume de votre main, verser 5-10 gouttes solution Perfect Aqua Plus pour lentilles de contact souples et nettoyer en frottant les deux cotés pendant 20 secondes. Rincer la lentille avec la solution Perfect Aqua Plus. Placer la lentille nettoyée dans le compartiment approprié de l'étui de lentilles. Répéter la procédure avec l'autre lentille. Cette recommandation d'entretien est très importante, en effet, elle permet d'éliminer plus de 99% des impuretés.

DÉSINFECTION: Remplir l'étui avec la solution Perfect Aqua Plus, fermer l'étui et laisser tremper les lentilles pendant 6 heures au moins ou pendant toute la nuit. Les lentilles sont maintenant prêtées à l'emploi.

PRÉCAUTIONS: Répéter le cycle de désinfection lorsque les lentilles ne sont pas portées pendant plus de 30 jours. Utiliser toujours de la solution fraîche. Fermer le flacon après utilisation. Ne pas toucher l'ouverture du flacon pour éviter la contamination de la solution. Après utilisation, rincer abondamment l'étui avec de Perfect Aqua Plus ou une saline solution et puis le laisser sécher. Ne pas utiliser ce produit d'entretien en même temps que d'autres produits d'un autre fabricant. Si nécessaire, nettoyer les lentilles avec un nettoyage enzymatique (comprimé de déprotéinisation). En cas d'irritation oculaire, consulter un spécialiste. Tenir hors de la portée des enfants. Stocker à température ambiante. Utiliser le contenu dans les 3 mois qui suivent l'ouverture du flacon. Ne plus utiliser après la date de péremption.

Zusammensetzung / Composizione / Composition:

Reinigungsmittel / agente tensioattivo / agent nettoyant, Allantoin, Hyaluronat, 0,01% EDTA, 0,00015% BioPolydol-2, isotonische Pufferlösung / soluzione tampone isotonica / solution isotonique tamponnée