

# OPTI-FREE® PureMoist®

## Anwendungsempfehlung und Eigenschaften

### Anwendungsempfehlung

- Geeignet für alle weichen Kontaktlinsen, insbesondere Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen

### Eigenschaften

- Sehr gute Verträglichkeit durch den biokompatiblen Desinfektions-/Konservierungswirkstoff Polyquad®
- Duale Desinfektion durch Polyquad® und Aldox® leistet deutlich mehr als ISO-Standard<sup>1</sup>
- Die Wirkkombination von Citrat und Tetronic® 1304 sorgt für effektive Entfernung von Proteinablagerungen und präventive Wirkung gegenüber Lipidablagerungen<sup>2</sup>
- Einfache Anwendung: abends abspülen, mit der Lösung sanft abreiben, 6 Stunden Desinfektion, morgens abspülen
- Detaillierte Anwendungshinweise und Sicherheitsinformationen siehe Gebrauchsanweisungen.

