

# OPTI-FREE® RepleniSH®

## Anwendungsempfehlung und Eigenschaften

### Anwendungsempfehlung

- Geeignet für alle weichen Kontaktlinsen, insbesondere Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen

### Eigenschaften

- Kontinuierlicher Feuchtigkeitsfilm auf der Kontaktlinsenoberfläche durch TearGlyde®.<sup>1</sup>
- Sehr gute Verträglichkeit durch den zentralen Desinfektions-/Konservierungswirkstoff Polyquad®.<sup>1</sup> Dieser kann durch seine Molekülgröße nicht in die Kontaktlinsenmatrix eindringen („biocide uptake“).
- Duales Desinfektionskonzept: Polyquad® bekämpft wirkungsvoll Bakterien, zusätzlich sorgt der fungizide Wirkstoff Aldox® für Sicherheit vor Pilzinfektionen. Damit übertrifft OPTI-FREE® RepleniSH® alle Desinfektionsnormen der FDA.<sup>1</sup>
- Passivreinigung durch die Wirkkombination von Citrat und Tetronic® 1304. Diese entfernt Proteinablagerungen von der Kontaktlinsenoberfläche und sorgt so für angenehm saubere Linsen.<sup>1,2</sup>
- Einfache Anwendung: abends abspülen, mit der Lösung sanft abreiben, 6 Stunden Desinfektion, morgens abspülen.
- Detaillierte Anwendungshinweise und Sicherheitsinformationen siehe Gebrauchsanweisungen.

