

**Tropfen zum Erfrischen und Kühlen müder Augen, zum Schutz vor Reizungen, für die Anwendung bei Trockenheitsgefühl, bei nachlassendem Tragekomfort von Kontaktlinsen sowie bei Verschlechterung des Visus während des Tragens von Kontaktlinsen.**

## Zusammensetzung

ECCO Tears 0,1% Maxi: 0,1% reines Hyaluronat nicht tierischen Ursprungs; 0,00015% PHMB; 0,01% EDTA.

## Positionierung

Augenerfrischung mit Hyaluronat zur Benetzung von Auge und Kontaktlinse. ECCO Tears 0,1% ist in der praktischen und wirtschaftlichen 15 ml Verschlussflasche erhältlich.

## Produktcharakteristik

ECCO Tears 0,1% enthalten 0,1% Hyaluronat, das mikrobiologisch durch enzymatische Prozesse hergestellt wird. Im Gegensatz zu Produkten bei denen die Hyaluronsäure aus Hahnenkämmen isoliert wird, ist ECCO Tears 0,1% nicht tierischen Ursprungs und enthält keine Verunreinigungen, die unter Umständen Allergien hervorrufen könnten.

## Flasche

Traditionelle Rundflasche.

## Packungsgrößen

15 ml Flasche

20 x 15 ml im Verkaufsdisplay