

**Isotonische Pufferlösung zur Augenerfrischung und zur Nachbenetzung aller Kontaktlinsen.**

## Zusammensetzung

10 ml: 0,3% Hyaluron; ohne Konservierungsstoffe

0,4 ml Ampullen: 0,1% Hyaluron, Allantoin; ohne Konservierungsstoffe

15 ml: 0,1% Hyaluron, Allantoin, 0,00015% Bio-Polydol-2

## Positionierung

Augenerfrischung mit Hyaluronat (10 ml) und Hyaluronat/Allantoin (0,4 ml Ampullen und 15 ml) zur besseren Befeuchtung und Beruhigung des Auges. Perfect Aqua Plus Augenerfrischung ist in drei Varianten erhältlich: unkonservert in der praktischen 10 ml Pumpflasche und als Ampulle mit 0,4 ml, außerdem konservert in der 15 ml Rundflasche.

## Produktcharakteristik

Augenerfrischung mit Hyaluronat zur besseren Benetzung und mit pflegendem Allantoin. Mit seiner ausgewogenen Wirkstoffkombination zum Schutz und zur Benetzung von Auge und Kontaktlinse stellt die Perfect Aqua Plus Augenerfrischung eine einzigartige und herausragende Innovation unter den Benetzungsprodukten dar.

## Flasche

Traditionelle Rundflasche, Pumpflasche, Ampullen.

## Packungsgrößen

10 ml Pumpflasche  
(ohne Konservierungsstoffe)

20 x 10 ml Pumpflaschen im Verkaufsdisplay  
(ohne Konservierungsstoffe)

20 x 0,4 ml Ampullen  
(ohne Konservierungsstoffe)

15 ml Rundflasche

20 x 15 ml Rundflaschen als Verkaufsdisplay

12 x 15 ml Rundflaschen und 3 x 20 Ampullen  
à 0,4 ml als Verkaufsdisplay